

**Tablettenmörser  
für unsere Medizinbecher  
(L-09170, L-09172, L-09175,  
09174)  
Artikelnr.: L-09160**



Verwendungszweck:	Tabletten werden ohne großen Kraftaufwand im Medizinbecher pulverisiert
Farbe:	weiß
Reinigung:	im Geschirrspüler bis max. 60 °C, Wischdesinfektion mit einer Desinfektionsmittellösung, NICHT AUTOKLAVIERBAR!
Qualitätskontrolle:	permanente Kontrollen während der Produktion Rückverfolgbarkeit durch LOT-Nummern
Verpackung:	10 Stück im Karton