




BM 81
easyLock

beurer
medical

BM 81 easyLock - Oberarm-Blutdruckmessgerät



Innovative easyLock-Manschette:
Anlegen, festdrehen und starten



all-in-one

Keine Schläuche, keine Kabel -
einfach und präzise messen



short &
gentle
measurement

Inflation-Technology:
Ultimativer Messkomfort durch sanften
Druckaufbau und schnelle Messzeit



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
LED-Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger
LED-Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte

Durchschnittwertberechnung aller gespeicherten Messwerte
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Manschettensitzkontrolle*: für die korrekte Positionierung der
Manschette am Oberarm

Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay

Mit Manschette für Oberarmumfänge von 24-40 cm

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 143 x 91 x 22 mm

Produktgewicht: ca. 280 g (ohne Batterien, mit Manschette)

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und
Blutdruckmessgerät via *Bluetooth*® low energy technology

5 Jahre Garantie

PZN: 16792196

HMV-Nr.: xxxxxxxx

VE: 4 / Transportkarton: 2 x 4


EAN-Nr.: 4211125 65511 2

Art.-Nr.: 655.11

*Manschettensitzkontrolle



**Straff
genug**



**Nicht straff
genug**



BM 81
easyLock

beurer
medical

Innovatives easyLock-System – Blutdruckmessen so einfach wie noch nie!

Mit dem neuen **BM 81 easyLock** gehören lästige Schläuche und Kabel der Vergangenheit an. Durch ein neuartiges Design mit integrierter Manschette ist Blutdruckmessen jederzeit und überall möglich. Das innovative easyLock-System sorgt für einfaches Anlegen des Geräts am Oberarm, perfekte Passgenauigkeit und sicheren Halt – ganz ohne Klettverschluss. Die All-in-One-Lösung für Ihre Gesundheit!



1. Anlegen



2. Festdrehen




3. Starten!



Ob zuhause oder unterwegs – dank des All-in-One-Designs ist Blutdruckmessen jetzt so einfach und bequem wie nie zuvor!



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.



Liste der Systemvoraussetzungen und kompatiblen Geräte

* Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien. Nur mit der App „beurer HealthManager Pro“ in vollem Umfang verwendbar.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.